

OCULUS | Probandenstuhl



OCULUS Probandenstuhl

Der modulare Probandenstuhl –
individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar


Der Probandenstuhl von OCULUS ist in den Ausführungen A, B und C erhältlich. Alle Stuhlvarianten sind mit einem festen Oberteil, höhenverstellbarem Nackenpolster und zwei festen Armlehnen ausgestattet. Die Ansteuerung erfolgt über den Fußschalter oder die Refraktionseinheit. Für die Ausführung A ist optional ein drehbares Stuhloberteil erhältlich.

Die Varianten B und C können zusätzlich mit Sonderzubehör wie schwenkbaren Armlehnen, neigbarer Rückenlehne und wahlweise festen oder klappbaren Fußstützen ausgestattet werden. Der Probandenstuhl C verfügt außerdem über eine horizontale Sitzverschiebung, die auf Wunsch auch elektromotorisch gesteuert werden kann.



Technische Daten:	
Sitz (Breite x Tiefe)	446 x 431 mm
Sitzhöhe	min. 470 mm; max. 670 mm
Rückenlehnenhöhe	780 mm
Hub	200 mm
Max. Leistungsaufnahme	300 W
Spannung / Frequenz	230 VAC / 50-60 Hz
Neigung Rückenlehne	+9° nach vorne bis -90° nach hinten
Max. Gewichtsbelastung	125 kg

CE gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte



Angaben in Klammern für Ausführung A

WWW.OCULUS.DE



OCULUS ist zertifiziert gemäß
DIN EN ISO 13485

OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY
Tel. +49-641-2005-0 • Fax +49-641-2005-255
E-Mail: sales@oculus.de • www.oculus.de

